



# Plasma


*istruzioni per il lavaggio*








- 01** Preleva i cuscini della Plasma dalla struttura e posizionali su un tavolo, in modo tale che il lato con la cintura sia rivolto verso l'alto.



- 02** Apri la cintura sganciando i bottoni a pressione.



**03** Sfila la cintura dai passanti.



**04** I cuscini sono pronti per essere sfoderati. Segui attentamente le istruzioni di seguito per farlo senza danneggiarli.



**05** Apri delicatamente la cerniera del rivestimento.



**06** Allarga leggermente l'apertura, avendo cura di non forzare la cerniera.



**07** Piega a metà il cuscino, e mantenendolo piegato rimuovi il rivestimento.




**08** Fai attenzione a non scambiare i cuscini, accoppiandoli col rispettivo rivestimento facendo combaciare la posizione delle etichette colorate.



**09**

Il lavaggio dei tessuti deve essere svolto esclusivamente a secco rivolgendosi a una tintoria specializzata.




**10**

Una volta lavato il rivestimento, piega il cuscino a metà in modo che l'etichetta dello stesso combaci con quella del rivestimento.






- 11** Tenendo il cuscino piegato, inseriscilo nel rivestimento e lascia che si apra solo una volta superata la cerniera.



- 12** Chiudi lentamente la cerniera, facendo attenzione che il cursore non si incastri nel tessuto sottostante.





- 13** Per rendere l'operazione più semplice, avvicina tra loro i lembi della cerniera prima di far scorrere il cursore.




- 14** Sistema il rivestimento battendo e premendo sul cuscino.



**15** Tira il rivestimento facendo coincidere il cucito al profilo del cuscino.




**16** Inserisci nuovamente la cintura nei passanti.



**17** Chiudi i bottoni a pressione della cintura.



**18** Impugnando i lati esterni della cintura, riposiziona i cuscini puliti sulla struttura della Plasma.



**Centro Studi Poltronova  
per il design srl**

via Lorenzo Bartolini 2,  
50124 Firenze — Italy  
[www.poltronova.it](http://www.poltronova.it)  
[info@poltronova.it](mailto:info@poltronova.it)